



کوئک اسٹارٹ گائڈ

نگہداشت صارفین: 0800 093 1812

ہنگامی صورت حال میں اپنے نگہداشت صحت کے ماہر یا ہنگامی طبی سہولت گاہ سے رابطہ کریں۔

اگامیٹریکس جاز بلڈ گلوکوز مانیتورنگ سسٹم (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Monitoring System) آپ کے مکمل خون کے گلوکوز کی سطح کی جانچ میں مدد کرتا ہے۔

بنیادی مراحل [مکمل ہدایات کے لیے اپنا اگامیٹریکس جاز کا ہدایت نامہ صارفین (Agamatrix JAZZ Owner's Guide)] دیکھیں

1 جانچ پٹی کو میٹر میں داخل کریں:

رابطہ ہاروں کا رخ اوپر رکھتے ہوئے جانچ پٹی کو جانچ پٹی میں داخل کریں۔ میٹر فعال ہو جائے گا۔

احتیاط: درست نتائج کی یقین دہانی کے لیے ہر جانچ سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نیم گرم، صابن کے پانی سے دھوئیں اور خشک کریں۔

2 جانچ کے مقام پر سوراخ کریں

سوراخ کرنے والے آلے (جراحی نشتر) کو جانچ کے مقام کے مقابل دہائیں اور رلیز بٹن کو دہائیں

3 خون کا قطرہ نکالیں:

ظاہر ہونے والے خون کے پہلے قطرے کو صاف ٹشو یا کاغذی تولیے سے صاف کر دیں۔

اپنی انگلی کو نیچے کی طرف سے سرے کی طرف دبانا شروع کریں یہاں تک کہ خون کا دوسرا قطرہ بن جائے۔

4 جانچ پٹی کو نمونہ خون کے پاس لائیں:

اگامیٹریکس جاز (AgaMatrix JAZZ) جانچ پٹی خون کو جانچ پٹی میں نمونہ کے علاقے سے بو کر کھینچتا ہے۔

5 جب میٹر میں اشارتی آواز ہوتی ہے تو خون سے جانچ پٹی کے سرے کو ہٹا دیں:

1-2-3 کی الٹی گنتی کے بعد (اسکرین پر بار کا اوپر نیچے ہونا) آپ کا نتیجہ پردے پر ظاہر ہوتا ہے۔

6 اختتام:

استعمال شدہ جانچ پٹی کو ہٹائیں۔ پیمانہ خودکار طور پر غیر فعال ہو جائے گا۔ سوراخ کرنے کے آلے کا ڈھکن کھول کر سوئی (جراحی نشتر) ہٹا دیں۔ استعمال شدہ جانچ پٹی اور سوئی کو ٹھیک طرح ضائع کر دیں۔

1 سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھکن اتار دیں۔

2 سوئی گیر کپ میں نئی سوئی داخل کریں۔

3 سوراخ کرنے والے آلے کے ڈھکن کو اتار دیں۔

4 سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھکن دوبارہ لگا دیں۔

5 سوراخ کرنے کی سطح مقرر کریں۔

6 کھڑکے کی آواز ہونے تک کانگ بیڈل کو باہر کھینچیں۔

اگامیٹریکس جاز بلڈ گلوکوز میٹر (AgaMatrix JAZZ Blood Glucose Meter)

ڈسپلے

ٹک بٹن: تصدیق کریں یا مینو میں انتخاب کریں

اوپر نشاندہی کرنے کا بٹن: پیچھے کی طرف کھستا ہے

جانچ پٹی پورٹ

پچھلی روشنی کا بٹن: پچھلی روشنی چالو یا بند کرتا ہے

نیچے نشاندہی کرنے کا بٹن: آگے کی طرف کھستا ہے

اگامیٹریکس جاز (AgaMatrix JAZZ) جانچ پٹی

رابطہ ہار: اس سرے کو جانچ پٹی کے پورٹ میں داخل کریں

بصری بھراؤ نما کھڑکی: جب کافی نمونہ ڈالا جاتا ہے تو مکمل طور پر بھر جاتی ہے

نمونے کا علاقہ: یہاں خون یا جانچ محلول (کنٹرول سولوشن) کا اطلاق کریں

اگامیٹریکس لانسنگ سسٹم (AgaMatrix Lancing System)

کانگ بیڈل

سوئی (جراحی نشتر)

سوئی کا غلاف

رلیز بٹن

سوئی گیر کپ

سوراخ کرنے والے آلے کا ڈھکن

متبادل مقام کی جانچ کا ڈھکن (شفا)